

... (ent)wickeln sich weiter.

Die 8-er Tour ...

... einfaches und schnelles Anlegen der neuen MalleoTrain® Plus.



BANDAGEN UND ORTHESEN
KOMPRESSIONSSTRÜMPFE
EINLAGEN UND SCHUHE
MESSTECHNOLOGIE

BANDAGEN

MalleoTrain® Plus

Das „Plus“ an Stabilität.

NEU



Rev. 1 - 06/10_1910106 0101 002

Bauerfeind AG
Triebeser Straße 16
07937 Zeulenroda-Triebes
Tel. +49 (0) 36628-66-40 00
Fax +49 (0) 36628-66-44 99
E-Mail info@bauerfeind.com

Österreich
Bauerfeind Ges.m.b.H.
Dirnhirngasse 68-74
A-1230 Wien
Tel. +43 (0) 800 44 30 130
Fax +43 (0) 800 44 30 131
E-Mail info@bauerfeind.at

Schweiz
Bauerfeind AG
Vorderi Böde 5
CH-5452 Oberrohrdorf
Tel. +41 (0) 56 485 82 42
Fax +41 (0) 56 485 82 59
E-Mail info@bauerfeind.ch

Bewegung erleben: www.bauerfeind.com

Bewegung erleben: www.bauerfeind.com

Nicht nur Sportler ...

360 Sekunden
 Sechs Minuten
 braucht man zum Anlegen
 eines Tapeverbands.
 Wie viel Zeit haben Sie?

Schief
 gewickelt?



Hält das?

Wo Druck
 ausüben?

MalleoTrain®

- anatomisches Form-Gestrick
- viscoelastische Pelotten

Millionenfach
 bewährt

1 3-dimensionales anatomisches
 Form-Gestrick



2 viscoelastische
 Pelotten
 für Wechseldruck-
 massage

INDIKATIONEN

- chronische, posttraumatische oder postoperative Weichteilreizzustände im Bereich des Sprunggelenks
- Gelenkergüsse und Schwellungen bei Arthrose und Arthritis
- Tendomyopathien
- Bandinsuffizienzen

ZUSATZINDIKATIONEN MalleoTrain® Plus

- Supinationsprophylaxe, besonders bei sportlicher Aktivität
- frühfunktionelle Therapie von Kapselbandverletzungen des oberen bzw. unteren Sprunggelenks
- leichte Distorsionen

MERKMALE

- Zwei viscoelastische Profileinlagen, anatomisch geformt und ausgerichtet.
- Eine in der Bewegung entstehende intermittierende Kompression, die über Gelenkkapsel und Sehnenlogen die Durchblutung fördert.
- Einflüsse auf die Sensomotorik (Propriozeption), die eine koordinierte Muskelsteuerung und eine aktive Stabilisierung des Sprunggelenks fördern.

ZUSATZMERKMALE MalleoTrain® Plus

- Die mechanische Sicherung des oberen und unteren Sprunggelenks, das durch die Führung eines 3-stufigen Gurtsystems (elastisch, unelastisch, teilelastisch) in Form einer 8-er Tour stufenlos gegeben ist.
- Effektiver Tapeersatz erhöht die Stabilität bei Belastung.
- Verstärkter propriozeptiver Effekt durch individuelle Einstellung des semielastischen Gurtsystems.

MalleoTrain® Plus

- anatomisches Form-Gestrick
- viscoelastische Pelotten
- 3-stufiges Gurtsystem

1 3-dimensionales anatomisches
 Form-Gestrick



2 viscoelastische
 Pelotten
 für Wechseldruck-
 massage

3 **NEU**
 3-stufiges Gurtsystem
 zur Stabilisierung
 bei Wicklung in 8-er Tour

zunehmende
 Stabilisierung



MalleoTrain®



AchilloTrain®



AchilloTrain® Pro



MalleoTrain® Plus



AirLoc®



MalleoLoc®



CaligaLoc®